

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-DLL4 Pour Wb, Ip, Fc, Elisa - Q9Nr61

Numéro d'article: CM0004726

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-DLL4 validé pour WB, IP, FC, ELISA. Cible la DLL4 humaine, un ligand de Notch impliqué dans l'angiogenèse et la neurogenèse. Convient pour la recherche en biologie vasculaire et la signalisation Notch.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLL4 Lapin mAb
Remarques/Alias	AOS6; delta4; hdelta2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	54567
ID de gène	54567
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-524 de la DLL4 humaine (NP_061947.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NR61
Poids moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace