

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-DLL4 Pour Wb Et Elisa - Q9Nr61

Numéro d'article: CM0013376



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant DLL4, un ligand de Notch impliqué dans l'angiogenèse et le développement. Détecte le DLL4 humain, de souris et de rat par WB et ELISA. Idéal pour la recherche en biologie vasculaire et en neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLL4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AOS6; delta4; hdelta2; DLL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54567
GeneID	54567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 317-530 de la DLL4 humaine (NP_061947.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR61
Poids de la protéine	75kDa
Expédition	Sac de glace