

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-DLL4 Pour Wb Et Elisa - Q9Nr61

Numéro d'article: CM0019962



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DLL4 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation Notch, de l'angiogenèse et de la neurogenèse. Réagit de manière croisée avec DLL4 humaine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | DLL4 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques/Synonymes | DLL4, AOS6, hdelta2, protéine 4 de type Delta                                                                                 |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                       |
| GeneID              | 54567                                                                                                                         |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 524 de DLL4 humaine (NP_061947.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée  | Humaine                                                                                                                       |
| SWISS               | Q9NR61                                                                                                                        |
| Poids moléculaire   | 74 kDa                                                                                                                        |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                  |