


Anticorps Polyclonal Anti-Dlst Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36957

Numéro d'article: CM0017037



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DLST validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la DLST humaine, murine et rat, une enzyme clé du complexe 2-oxoglutarate déshydrogénase. Convient aux études de succinylation mitochondriale et nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLST Rabbit pAb
Remarques/Alias	DLTS ; KGD2 ; PGL7 ; DLST
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1743
GeneID	1743
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 150-250 de la DLST humaine (NP_001924.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36957
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace