

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dlx2 Pour Wb, Elisa - Q07687

Numéro d'article: CM0025720

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DLX2 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. DLX2 est un facteur de transcription à homéoboîte impliqué dans la différenciation neuronale et le développement craniofacial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLX2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TES1 ; TES-1 ; DLX2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de DLX2 humain (NP_004396.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q07687
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace