

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dlx3 (Ai4, Tdo) Pour Wb, Elisa - O60479

Numéro d'article: CM0002227



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le DLX3 humain (Protéine homéotique DLX-3). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription et le développement dentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLX3 Lapin mAb
Remarques/Alias	AI4 ; TDO ; DLX3
Espèce	Humain
GeneID	1747
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 188-287 du DLX3 humain (O60479)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60479
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace