

Anticorps Polyclonal Anti-Dlx5 Pour Wb, Elisa - P56178

Numéro d'article: CM0013656



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DLX5 humaine, un facteur de transcription répondant aux BMP, essentiel pour la différenciation des ostéoblastes et le développement osseux. Convient pour WB et ELISA, réagit croisé avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DLX5 Lapin pAb
Remarques/Alias	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1749
GeneID	1749
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et la partie C-terminale de la DLX5 humaine (NP_005212.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56178
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace