


Anticorps Polyclonal Anti-Dmap1 Pour Wb, Elisa - Q9Npf5

Numéro d'article: CM0019433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DMAP1 (EAF2, SWC4), validé pour Western blot et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. DMAP1 est un régulateur de transcription et un modificateur de chromatine. 53 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DMAP1 Lapin pAb
Remarques / Alias	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55929
ID du gène	55929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-305 de DMAP1 humain (NP_061973.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPF5
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace