


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dmap1 Pour Wb, Elisa - Q9Npf5

Numéro d'article: CM0002176



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin DMAP1 adapté pour WB et ELISA, ciblant la protéine 1 associée à la méthyltransférase d'ADN 1 humaine (Q9NPF5). Composant clé du complexe histone acétyltransférase NuA4 impliqué dans la transcription, la réparation de l'ADN et l'apoptose. Fourniture en gros pour le développement de DVI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DMAP1 mAc Lapin
Remarques/Alias	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	55929
ID de Gène	55929
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NPF5
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace