

Anticorps Polyclonal Anti-Dmc1 Pour Wb Et Elisa - Q14565

Numéro d'article: CM0026714



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine de recombinaison méiotique humaine DMC1. Validé pour Western blot et ELISA, réagit de manière croisée avec DMC1 humain, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur la méiose et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DMC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DMC1H, LIM15, dj199H16.1, DMC1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11144
Identifiant du gène	11144
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de la DMC1 humaine (NP_008999.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14565
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace