


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dmd Pour Wb, If-P, Elisa - P11532

Numéro d'article: CM0029745



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin DMD validé pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence (IF-P) et l'ELISA sur humain, souris, rat. Cible la dystrophine, une ancre cytosquelettique de 427 kDa essentielle pour l'intégrité du sarcolemme musculaire. Convient pour la recherche sur les maladies neuromusculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DMD Lapin pAb
Remarques/Alias	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1756
ID de Gène	1756
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 3414-3685 de la DMD humaine (NP_003997.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11532
Poids Protéique	427kDa
Expédition	Sac de glace