

Anticorps Polyclonal Anti-Dmp1 Pour Wb Et Elisa - Q13316

Numéro d'article: CM0021994

Introduction

L'anticorps polyclonal anti-DMP1 de CamelBio (Q13316) est conçu pour les applications WB et ELISA, ciblant le DMP1 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la différenciation des ostéoblastes et la biominéralisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DMP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARHP ; ARHR ; DMP-1 ; DMP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1758
GeneID	1758
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du DMP1 humain (NP_004398.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13316
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace