

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dmp1 Pour Wb Et Elisa - Q13316

Numéro d'article: CM0016047

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phosphoprotéine acide 1 de la matrice dentinaire humaine (DMP1 ; également connue sous les noms DMP-1 et ARHP). Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Idéal pour les recherches sur la différenciation des ostéoblastes et la biominéralisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DMP1 Rabbit pAb
Remarques/alias	ARHP ; ARHR ; DMP-1 ; DMP1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1758
ID du gène	1758
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 254 à 513 de la DMP1 humaine (NP_004398.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q13316
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace