

Anticorps Polyclonal Anti-Dmrt1 Pour Wb, Elisa - Q9Y5R6

Numéro d'article: CM0025327



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DMRT1 humaine (39 kDa), validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la détermination du sexe masculin, la spermatogenèse et la biologie du testicule.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DMRT1 pAb de lapin
Remarques / Alias	DMT1; CT154; DMRT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1761
Identifiant du gène	1761
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 134 à 373 de la DMRT1 humaine (NP_068770.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y5R6
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace