


Anticorps Monoclonal Anti-Dmt1/Slc11A2 Pour Wb - P49281

Numéro d'article: CM0004956



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre DMT1/SLC11A2 (DMT1, NRAMP2), validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible le transporteur de métaux divalents essentiel à l'homéostasie du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DMT1/SLC11A2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4891
ID de Gène	4891
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 de DMT1/SLC11A2 humain (NP_000608.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P49281
Poids Protéique	61KDa/62KDa/64KDa/65KDa
Expédition	Sac de glace