


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dmt1/Slc11A2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49281

Numéro d'article: CM0017346



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DMT1/SLC11A2 humain (NRAMP2), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur le transport et l'homéostasie du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DMT1/SLC11A2 pAb de lapin
Remarques/Alias	DCT1 ; DMT1 ; AHMIO1 ; NRAMP2 ; DMT1/SLC11A2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4891
ID du gène	4891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 63 de DMT1/SLC11A2 humain (NP_001167597.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P49281
Poids moléculaire de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac réfrigérant