


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dmtf1 Pour Wb, Elisa - Q9Y222

Numéro d'article: CM0023121



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DMTF1 humain, un facteur de transcription de type Myb liant la cycline-D, impliqué dans l'arrêt du cycle cellulaire et la suppression tumorale. Convient pour les applications Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DMTF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DMP1, DMTF, MRUL, hDMP1, DMTF1
Espèce	Humain
GeneID	9988
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 561-760 du DMTF1 humain (NP_066968.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y222
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace