

Anticorps Monoclonal Anti-Adn Ligase I Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18858

Numéro d'article: CM0005218



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ADN Ligase I humaine, validé pour le transfert Western, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la réparation, la réplication et la recombinaison de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADN Ligase I Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	LIG1 ; IMD96 ; hLig1 ; ADN Ligase I
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-91 de l'ADN Ligase I humaine (P18858).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18858
Poids moléculaire protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace