

Anticorps Monoclonal Anti-Dna Ligase Iii/Lig3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49916

Numéro d'article: CM0006790



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la DNA ligase III/LIG3 humaine (P49916). Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-DNA ligase III/LIG3
Remarques/alias	LIG2 ; MTDP520 ; LIG3alpha ; DNA ligase III/LIG3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3980
GeneID	3980
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de la DNA ligase III/LIG3 humaine (NP_039269.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P49916
Poids moléculaire	113 kDa
Expédition	Sac réfrigérant