

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adn Ligase Iii/Lig3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49916

Numéro d'article: CM0013372



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADN Ligase III (LIG3/LIG2) pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN, la réparation par excision de base mitochondriale et le MTDPS20.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADN Ligase III/LIG3 pAb de lapin
Remarques/Alias	LIG2 ; MTDPS20 ; LIG3alpha ; ADN Ligase III/LIG3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3980
GeneID	3980
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 254-460 de l'ADN Ligase III/LIG3 humaine (NP_039269.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49916
Poids protéique	113 kDa
Expédition	Sac de glace