

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adn Ligase Iii/Lig3 Pour Wb, Ip, Elisa - P49916

Numéro d'article: CM0019806



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADN ligase 3 humaine (LIG3) pour WB, IP, ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la réparation par excision de bases mitochondriales. Poids moléculaire : 113 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADN Ligase III/LIG3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LIG2; MTDP520; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3980
GeneID	3980
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 730-1009 de l'ADN Ligase III/LIG3 humain (NP_039269.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49916
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace