


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ligase Iv D'adn Pour Wb, Elisa - P49917

Numéro d'article: CM0003250



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la ligase IV d'ADN humaine (LIG4), validé pour le Western blot et l'ELISA. Essentiel pour les études de réparation de l'ADN par NHEJ et de recombinaison V(D)J, avec un poids moléculaire de 104 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DNA Ligase IV Rabbit mAb
Remarques/Alias	LIG4S; DNA Ligase IV
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3981
ID de Gène	3981
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 504-685 de la ligase IV d'ADN humaine (P49917)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P49917
Poids Protéique	104kDa
Expédition	Sac de glace