


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dna Ligase Iv Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49917

Numéro d'article: CM0020581



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la DNA Ligase IV humaine (LIG4). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la NHEJ et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNA Ligase IV Rabbit pAb
Remarques/Alias	LIG4S; DNA Ligase IV
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3981
ID de gène	3981
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la DNA Ligase IV humaine (NP_002303.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49917
Poids moléculaire	104kDa
Expédition	Sac de glace