


## Anticorps Polyclonal Anti-Dna-Pkcs Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78527

Numéro d'article: CM0016481



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité catalytique de l'ADN-PK humain (PRKDC). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN, la jonction d'extrémités non homologues et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | DNA-PKcs Lapin pAb                                                                                                                   |
| Remarques/Alias      | HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                               |
| GeneID (Humain)      | 5591                                                                                                                                 |
| GeneID               | 5591                                                                                                                                 |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 3993-4128 de l'ADN-PKcs humain (NP_008835.5). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                               |
| SWISS                | P78527                                                                                                                               |
| Poids de la protéine | 469kDa                                                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                         |