


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Adn-Pkcs Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P78527

Numéro d'article: CM0003774



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ADN-PKcs humain (SWISS : P78527). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Idéal pour les études sur la réparation des dommages à l'ADN et la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADN-PKcs Lapin mAb
Remarques / Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNP1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; ADN-PKC; ADN-PKcs
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5591
GenelD	5591
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 3993-4128 de l'ADN-PKcs humain (NP_008835.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P78527
Poids de la protéine	469 kDa
Expédition	Sac de glace