


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adn-Pkcs Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Numéro d'article: CM0030923



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine ADN-PKcs (PRKDC). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN et la signalisation par les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADN-PKcs Rabbit pAb
Remarques / Alias	HYRC ; p350 ; DNAPK ; DNPK1 ; HYRC1 ; IMD26 ; XRCC7 ; DNAPKc ; ADN-PKC ; ADN-PKcs
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5591
GeneID	5591
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P78527
Poids de la protéine	469 kDa
Expédition	Sac de glace