

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Adn Polymérase Bêta Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06746

Numéro d'article: CM0007541



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ADN polymérase bêta, adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine de 38 kDa dans des échantillons humains, murins et de rat. Un réactif clé pour la recherche sur la réparation par excision de bases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADN polymérase bêta AcM de lapin
Remarques/Alias	POLB ; ADN polymérase bêta ; DNA Polymerase beta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5423
GeneID	5423
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 236 et 335 de l'ADN polymérase bêta humaine (P06746)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06746
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace