

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adn Polymérase Bêta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06746

Numéro d'article: CM0020779



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant l'ADN polymérase bêta humaine (POLB). Adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte les échantillons humains et murins. Immunogène recombinant. Idéal pour les études de réparation par excision de bases et de dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-ADN polymérase bêta
Remarques/Alias	POLB; ta
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5423
Identifiant du gène	5423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-335 de l'ADN polymérase bêta humaine (NP_002681.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06746
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace