


## Anticorps Polyclonal Anti-Adn Polymérase Êta Pour Wb - Q9Y253

Numéro d'article: CM0019777



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADN polymérase éta humaine (POLH), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche sur la synthèse translésionnelle.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | ADN polymérase éta Lapin pAb                                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | XPV ; XP-V ; RAD30 ; RAD30A ; ADN polymérase éta                                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 5429                                                                                                                                          |
| GeneID             | 5429                                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 322-520 de l'ADN polymérase éta humaine (NP_006493.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                           |
| SWISS              | Q9Y253                                                                                                                                        |
| Poids protéique    | 78 kDa                                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                  |