

Anticorps Monoclonal Anti-Polymérase Gamma D'adn Pour Wb, Elisa - P54098

Numéro d'article: CM0002489

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la polymérase gamma d'ADN humaine (POLG). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Réactif essentiel pour les études sur la réplication et la réparation de l'ADN mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ADN Polymérase gamma Lapin mAb
Remarques/Alias	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDP54A; MTDP54B; ADN Polymérase gamma
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5428
ID de Gène	5428
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P54098
Poids Protéique	140 kDa
Expédition	Sac de glace