


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dna Polymérase Gamma Pour Wb, Elisa - P54098

Numéro d'article: CM0027605



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la DNA Polymérase gamma humaine (POLG). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réplication de l'ADN mitochondrial et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNA Polymérase gamma Lapin pAb
Remarques/Alias	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; DNA Polymérase gamma
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5428
GeneID	5428
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 540-720 de la DNA Polymérase gamma humaine (NP_002684.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54098
Poids moléculaire	140kDa
Expédition	Sac de glace