

## Anticorps Monoclonal Anti-Adn Topoisomérase I (Top1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11387

Numéro d'article: CM0003260



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant l'ADN topoisomérase I (TOP1). Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine et la transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | ADN topoisomérase I (TOP1) mAb Lapin                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | TOPI; ADN topoisomérase I (TOP1)                                                                                                          |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                    |
| ID de Gène         | 7150                                                                                                                                      |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ADN topoisomérase I humaine (TOP1) (P11387). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                     |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                       |
| SWISS              | P11387                                                                                                                                    |
| Poids Protéique    | 91kDa                                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                              |