

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dna Topoisomérase I (Top1) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P11387

Numéro d'article: CM0015030



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DNA topoisomérase I (TOP1) humaine pour les applications WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Détecte une protéine de 91 kDa impliquée dans la topologie de l'ADN et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNA topoisomérase I (TOP1) Lapin pAb
Remarques/Alias	TOPI; DNA topoisomérase I (TOP1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7150
GeneID	7150
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de TOP1 humaine (NP_003277.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P11387
Poids moléculaire	91kDa
Expédition	Sac de glace