


Anticorps Polyclonal Anti-Adn Topoisomérase II Alpha (Top2A) Pour If/Icc, Elisa - P11388

Numéro d'article: CM0013197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADN topoisomérase II alpha (TOP2A) humaine, validé pour IF/ICC et ELISA. Convient pour la recherche sur le cancer et la biologie cellulaire, reconnaissant une protéine de 174 kDa. - P11388

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADN topoisomérase II alpha (TOP2A) Lapin pAb
Remarques/Alias	TOP2 ; TP2A ; TOPIIA ; TOP2alpha ; ADN topoisomérase II alpha (TOP2A)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7153
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1314-1503 de l'ADN topoisomérase II alpha (TOP2A) humaine (NP_001058.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11388
Poids moléculaire de la protéine	174 kDa
Expédition	Sac de glace