


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Adn Topoisomérase Ii Alpha (Top2A) Pour Wb - P11388

Numéro d'article: CM0012077



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ADN topoisomérase II alpha (TOP2A) humain, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire, la chromatine et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADN topoisomérase II alpha (TOP2A) mAb de lapin
Remarques / Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; ADN topoisomérase II alpha (TOP2A)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7153
GeneID	7153
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1432 et 1531 de l'ADN topoisomérase II alpha (TOP2A) humain (P11388).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11388
Poids de la protéine	174kDa/178kDa/179kDa/183kDa
Expédition	Sachet de glace