

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnaja1 [Validé Ko] Pour Wb, If/Icc, Elisa - P31689

Numéro d'article: CM0016910



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DNAJA1, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur l'apoptose, les chaperonnes et le transport des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] DNAJA1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	DJ-2; DjA1; HDJ2; HSDJ; HSJ2; HSJ-2; HSPF4; NEDD7; hDJ-2; A1
Espèce	Humain
GeneID	3301
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 178-397 de DNAJA1 humain (NP_001530.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31689
Poids Moléculaire Protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace