


Anticorps Polyclonal Anti-Dnaja2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60884

Numéro d'article: CM0030888



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADNJA2 humain (membre 2 de la sous-famille A de l'homologue DnaJ). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études de chaperon et de repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADNJA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DJ3, CPR3, DJA2, DNAJ, DNJ3, RDJ2, HIRIP4, PRO3015, DNAJA2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10294
ID du gène	10294
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 233-412 de l'ADNJA2 humain (NP_005871.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60884
Poids protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace