


Anticorps Polyclonal Anti-Dnaja3 Pour Wb, Elisa - Q96Ey1

Numéro d'article: CM0029837



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DNAJA3 (TID1, hTid-1), validé pour WB et ELISA. Reconnaît le DNAJA3 humain, souris et rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DNAJA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	TID1; HCA57; hTID-1; DNAJA3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9093
ID de Gène	9093
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 221-480 de DNAJA3 humain (NP_005138.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96EY1
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace