

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnajb11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubs4

Numéro d'article: CM0014266

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DNAJB11 humain (ERdj3), une co-chaperonne du RE. Validé pour WB, IHC-P, ELISA, et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le repliement des protéines et le stress du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DNAJB11 Lapin pAb
Remarques/Alias	DJ9; EDJ; Dj-9; ERj3; PKD6; ABBP2; ERdj3; ERj3p; ABBP-2; UNQ537; PRO1080; DNAJB11
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	51726
ID de Gène	51726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 89-358 du DNAJB11 humain (NP_057390.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBS4
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace