


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnajb12 Pour Wb Et Elisa - Q9Nxx2

Numéro d'article: CM0014141



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DNAJB12, un co-chaperon impliqué dans le repliement des protéines, l'ERAD et la maturation des canaux potassiques. Validé pour la WB et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNAJB12 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DJ10 ; DNAJB12
Espèce	Homme
GeneID	54788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-409 de la protéine DNAJB12 humaine (NP_060096.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9NXW2
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace