

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnajb14 Pour Wb Et Elisa - Q8Tbm8

Numéro d'article: CM0027345

Introduction

Le DNAJB14 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, ciblant l'ADNJB14 humain, un co-chaperon pour le contrôle qualité des protéines et la maturation des canaux ioniques. Il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le stress du RE et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNAJB14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EGNR9427; PRO34683; DNAJB14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79982
GeneID	79982
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de l'ADNJB14 humain (NP_001026893.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TBM8
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sachet de glace