

Anticorps Monoclonal Anti-Dnajb1/Hsp40 () Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P25685

Numéro d'article: CM0008471



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le ADNJB1/HSP40 humain. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire, idéal pour l'étude du repliement des protéines médié par les chaperons et de la réponse de choc thermique. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain ADNJB1/HSP40 mAb
Remarques/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3337
ID de Gène	3337
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 241-340 de l'ADNJB1/HSP40 humain (NP_006136.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P25685
Poids Protéique	27kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace