

## Anti-Dnajb6 Pac Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075190

Numéro d'article: CM0027078



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DnaJB6, une chaperonne impliquée dans la neurodégénérescence et les maladies musculaires. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur l'agrégation des protéines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | DNAJB6 pAc Lapin                                                                                                                 |
| Remarques/Alias     | DJ4, MRJ, DnaJ, HSJ2, HHDJ1, HSJ-2, MSJ-1, LGMD1D, LGMD1E, LGMDD1, DNAJB6                                                        |
| Espèce              | Humain                                                                                                                           |
| ID de gène (Humain) | 10049                                                                                                                            |
| ID de gène          | 10049                                                                                                                            |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 177-326 de l'ADNJB6 humain (NP_490647.1). |
| Source              | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS               | 075190                                                                                                                           |
| Poids moléculaire   | 36kDa                                                                                                                            |
| Expédition          | Sac glace                                                                                                                        |