


Anticorps Polyclonal Anti-Adnjb9 Pour Wb Et Elisa - Q9Ubs3

Numéro d'article: CM0027557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ADNJB9 humain (ERdj4), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les chaperonnes du réticulum endoplasmique et la réponse aux protéines dépliées (UPR).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNAJB9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MDG1, ERdj4, MDG-1, MST049, MSTP049, DNAJB9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4189
ID du gène	4189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-223 de l'ADNJB9 humain (NP_036460.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UBS3
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace