

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnajc10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ixb1

Numéro d'article: CM0012965

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADNJC10 humain (ERdj5), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier le contrôle de qualité des protéines du RE, l'ERAD et la signalisation du stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADNJC10 Lapin pAb
Remarques/Alias	JPD1 ; MTHr ; ERdj5 ; PDIA19 ; DNAJC10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54431
GeneID	54431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 614-793 de l'ADNJC10 humain (NP_061854.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IXB1
Poids protéique	91kDa
Livraison	Sac de glace