

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Adnjc15 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5T4

Numéro d'article: CM0012394

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ADNJC15 humain (MCJ) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la chaîne respiratoire mitochondriale et le transport des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADNJC15 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MCJ; HSD18; DNAJD1; DNAJC15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29103
GeneID	29103
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70 et 150 de l'ADNJC15 humain (Q9Y5T4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5T4
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace