

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnajc18 Pour Wb, Elisa - Q9H819

Numéro d'article: CM0021444

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADNJC18 humain (membre 18 de la sous-famille C de l'homologue DnaJ). Validé pour WB et ELISA, il reconnaît la protéine humaine et de rat. Il est impliqué dans la pénétration de la membrane du réticulum endoplasmique par le polyomavirus lors de l'infection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNAJC18 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DNAJC18
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	202052
ID du gène	202052
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-350 de l'ADNJC18 humain (NP_689899.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H819
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace