

Anticorps Polyclonal Anti-Adnjc19 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Numéro d'article: CM0025825

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ADNJC19 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'ADNJC19 (TIM14) humain, de souris et de rat. Convient aux études sur l'import mitochondrial et le remodelage de la cardiolipine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADNJC19 pAb de lapin
Remarques / Alias	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	131118
Identifiant du gène	131118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 116 de l'ADNJC19 humain (NP_660304.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DA6
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sachet de glace