


Anticorps Polyclonal Anti-Dnajc2 Pour Wb, Elisa - Q99543

Numéro d'article: CM0028636



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADNJC2 humain (ZRF1, MPP11). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour les études sur les chaperons et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADNJC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZRF1 ; ZUO1 ; MPP11 ; MPHOSPH11 ; DNAJC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27000
GeneID	27000
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de l'ADNJC2 humain (NP_055192.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99543
Poids moléculaire de la protéine	72kDa
Expédition	Sac de glace