


Anticorps Polyclonal Anti-Dnajc5 Pour Wb Et Elisa - Q9H3Z4

Numéro d'article: CM0018359



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ADNJC5 humain (CSP/CLN4) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

Immunogène : protéine recombinante (aa 1-198). Pour la recherche en neurosciences et sur les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADNJC5 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSP ; NCL ; CLN4 ; CLN4B ; DNJC5A ; mir-941-2 ; mir-941-3 ; mir-941-4 ; mir-941-5 ; DNJC5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	80331
ID du gène	80331
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de l'ADNJC5 humain (NP_079495.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H3Z4
Poids moléculaire de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace